

アクシスプロですぐ使えるツールを厳選！

- ◆どのツールを選んだらいいか迷っている、取り合えず使い始めのツールが一通り欲しい、などのご要望にお応えしたセットです。
- ◆アクシスプロでのサンプリングに最適な、特に先鋭化されたツールをセットしました。
- ◆フィルムなどの固定用ツールもセットしております。

定価合計：¥265,800（税別）

セット価格：¥230,000.-（税別）



極細タングステン針




極細超硬針



超硬スクレッパー



片刃ナイフ



両刃ナイフ



ヒンジ付き樹脂ケース
幅360×奥行270×高さ80mm



キャリング可能
で安全保管



立てても置
けます

《セット内訳》

主な目的/用途	型番	品名	規格/サイズ*	入数
微小異物ピックアップ	TP-0005	タングステンプローブ	先端径 0.5μm	25本
硬質材料マーキング	CP-005	超硬プローブ	先端径 5μm	5本
切削・マーキング	MPE-1	マイクロピーラー	刃幅 50μm	1本
	MPE-2		刃幅 100μm	1本
	MPE-4		刃幅 200μm	1本
切断・切開トリミング	MK-S30	マイクロナイフ	片刃 30°	4本
切断・切開	MK-D		両刃	4本
固定・密着	HG50-58	グリッブシート	スタンダード	5枚
	HG70-58		ハード	5枚
固定・把持	PV-1	ポケットバイス	開き幅最大 17mm	1ヶ
マニピュレーター取付用	TPH-10	金属プローブハンドル	ピンバイス式	1本
	MKH	マイクロナイフハンドル	ねじ込み式	1本
整理・収納・保管	TSC-01	ツール収納アタッシュケース	ツール集中保管用	1箱