

マニピュレーター用 ツールスターターセット MS-TS20

メカニカルタイプのマニピュレーターに最適！

- ◆クイックジョイやXYZファインでのサンプリングに最適なツールをセットしました。
- ◆収納アタッシュケース付きで移動や保管に大変便利です。
- ◆ツール付きハンドルをそのまま収納出来るケース付ですので安全面も安心です。

定価合計：¥257,800（税別）

セット価格：¥218,000.-（税別）




※写真はパッケージ例です※

閉じた状態



TC-02ハンドル収納ケース

開けた状態



ハンドルが最大で8本入ります



ヒンジ付き樹脂ケース
幅360×奥行270×高さ80mm



キャリング可能
で安全保管



立てても置
けます

《セット内訳》

主な目的/用途	型番	品名	規格/サイズ	入数
微小異物ピックアップ	TP-010	タングステンプローブセット (TP-SET-H)	先端径 10μm	5本
	TP-030		先端径 30μm	5本
硬質材料マーキング	CP-005	超硬プローブ	先端径 5μm	5本
切削・マーキング	MPE-1	マイクロピーラー	刃幅 50μm	1本
	MPE-2		刃幅 100μm	1本
	MPE-4		刃幅 200μm	1本
切断・切開トリミング	MK-S30	マイクロナイフ	片刃 30°	4本
切断・切開	MK-D		両刃	4本
固定・密着	HG50-58	グリッブシート	スタンダード	5枚
	HG70-58		ハード	5枚
固定・把持	PV-1	ポケットバイス	開き幅最大 17mm	1ヶ
マニピュレーター取付用	TPH-10	金属プローブハンドル	ピンバイス式	1本
	MKH	マイクロナイフハンドル	ねじ込み式	1本
整理・収納・保管	TC-02	ハンドル収納ケース	安全収納保管用	1箱
	TSC-01	ツール収納アタッシュケース	ツール集中保管用	1箱

株式会社マイクロサポート

〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-3-19
TEL:054-269-5002 FAX:054-269-5003
URL : <http://www.microsupport.co.jp>

【販売代理店】

(株)テクノサイエンス

[MSL-17-00005]

〒264-0034 千葉市若葉区原町929-8
TEL : 043-206-0155 FAX : 043-206-0188
<https://www.techno-lab.co.jp/>