

- サンプリング機器
- アクシスプロ
- クイックプロ
- クイックジョイ
- XYZファイン
- サンプリングステーション
- サンプリングステーションシステムダイアグラム
- マイクロサンプリングマシン 対比表
- マイクロサンプリングマシン 仕様表
- サンプリングツール
- マイクロツール 金属プローブ
- マイクロツール ナイフツール
- マイクロツール ガラスツール
- マイクロツール 特殊ツール
- マイクロツール 仕様表
- 機能ツール
- 保持・固定ツール
- 観察・記録ツール
- 顕微鏡・周辺ツール
- アプリケーション別セットアップ

# サンプリング機器

Sampling Equipments

## Sampling Station | サンプリングステーション SS

### ご予算や必要性に応じて自由にカスタムセットアップ

- クイックプロ・クイックジョイ・XYZファインを自由に組合せできます。
- 左右に思い通りの装置を混在させることも可能ですので、様々なサンプリング用途にフィットした最適なシステムを構築できます。
- マイクロスコープは、アクシスプロで使用している高性能マイクロスコープ(マニュアルズーム)を採用していますので、FIB薄片リフトアウトも余裕をもって行えます。
- 映像出力は、2種類のデジタルタイプをご用意。USB2.0接続かDVI出力を選択できます。
- アタッチメントツールは一部を除き装着可能。多様なサンプリングニーズに対応しています。

### 組合せ例

クイックジョイ(右)セット



クイックプロ(右)セット



ミリングプロ XYZファイン セット



FIBリフトアウト セット



クイックジョイ(左右)+マイクロツイーザーズセット



ミリングプロ+クイックジョイ(右)セット



### 組合せのポイント


- 顕微鏡：サンプリング対象物が視認できる機種を選択します。
- 対物レンズ：倍率や作動距離を考慮して、選択します。
- 観察：作業専用か、データ取得などを行うのかを選択します。
- ツール：どんな対象物をどうやってサンプリングしたいかまとめます。
- その他：目的に応じて様々な視点でシステム構築が可能ですのでご相談下さい。

# サンプリング機器

Sampling Equipments

## Sampling Station | サンプリングステーション SS

### システムダイアグラム



### 組合せ表

	機能ツール	マニピュレーター		
		QP-3R(L)	QJ-2R(L)	XYZ-FR(L)
削る	MIL-1	○		○
挿む	MTW-1	○	○	○
液体	MI-B	○	○	○
吸着	VP-SET2	○	○	○
FIB	ローテーター	○		